




SARS-CoV-2 ANTIGÉN GYORSTESZTEK

A teszteket magánszemélyek részére nem, kizárólag gazdasági szereplők számára áll módunkban értékesíteni. A tesztek elvégzésére javallott megbízott orvos, üzemorvos, egészségügyi asszisztens igénybevétele.

Aerosoft Kft
1024 Budapest
Buday László utca 16.fszt
Dr. Lehmann Orsolya
Tel: 70/315-57-55

drlehmannorsolya@aerosoft.hu





SARS-CoV-2 ANTIGÉN GYORSTESZT

OGYÉI/72838-3/2020

Diagnosztikai orvostechnikai eszköz




Tartalma:

- 1 x tesztkazetta
- 1 x Vizsgálati higítószer
- 1 x Mintavételhez tamponpálca
- 1 x Extra csepegtető
- 1 x használati utasítás

Ár:

- 1 db 4760,-Ft + 5 % Áfa
- 500 db-tól 4284,-Ft + 5 % Áfa
- 1000 db-tól 3855 Ft + 5 % Áfa

Orr-garatból vett mintavétellel megállapítja, hogy a páciens átesett-e fertőzésen, a szervezete termelt-e antitestet.
Doboz tartalma: 1 doboz/1 teljes kiszerezés



SARS-CoV-2 ANTIGÉN GYORSTESZT

OGYÉI/24258-3/2021



Tartalma

- 1 doboz / 1 teljes kiszereelés
- 1 X tesztkazetta
- 1 X szárítószer
- 1 X 10 µl kapilláris pipetta
- 1 X mintapuffer (0,2 ml) palackonként 1 tesztre
- 1 X tesztelési utasítás
- 1 X alkoholos törlőkendő

Ujjbegyből történő vérminta vételből állapítja meg az antitestek jelenlétét.

Diagnosztikai orvostechnikai eszköz

Ár:

1 db 4760,-Ft + 5 % Áfa


500 db 4284,-Ft + 5 % Áfa

1000 db-tól 3855 Ft + 5 % Áfa

**2019-nCoV AG Gyorsteszt
Nyálmintából (Immunkromatográfia)**

OGYÉI/27547-3/2021

<https://www.marnys.hu/bioessa-covid-19-antigen-saliva-rapid-test-kit>



A teszt a 2019-nCoV nukleokapszid fehérje antigént azonosítja a COVID-19 fertőzés-gyanús egyének nyálmintájából.

Diagnosztikai orvostechnikai eszköz

A készletben található eszközök

1. Tesztkazetta
2. Nyálmintavevő
3. Használati utasítás

**Ár: Minimum 5 db rendelése,
nettó 4999 + 5 % Áfa.**
**100 db rendelése esetén nettó
4499 + 5 % Áfa,**
500 db felett 3999 + 5 % Áfa



**In vitro diagnosztikai eszköz,
kizárólag egészségügyi szakember által történő használatra!**

A teszt elve

A teszt nitrocellulóz membránja COVID-19 monoklonális antitesteket és eger IgG poliklonális antitesteket tartalmaz. Kolloidális aranyat használ a COVID-19 monoklonális antitestek jelölésére. Az immunokromatográfiás mérés alapja a nano-kolloidális arany technológia és a magasan specifikus antitest-antigén reakció.

Teszteléskor az új koronavírus antigén a mintában kapcsolódik a kolloidális arannyal jelölt COVID-19 monoklonális antitestekkel és egy komplexet alkot, ami aztán kapcsolódik a COVID-19 monoklonális antitestekkel, ami a T vonalában pozitívitás esetén piros vonal jelenik meg. Amikor a minta nem tartalmazza az új koronavírus antigént, akkor a kolloidális arannyal jelölt COVID-19 monoklonális antitestek nem kapcsolódnak a T vonalban a COVID-19 monoklonális antitestekkel, így nem jelenik meg T vonalban a piros vonal. A mintában levő új koronavírus antigén jelenlététől függetlenül egy piros vonal jelenik meg a control vonalában (C).

A piros vonal megjelenése a control vonalában az alábbiakat szolgálja:

Igazolja, hogy megfelelő mennyiség lett használva,
megfelelő az áramlás a membránon,
control a reagensek számára.

